

Poduszka

ROHO® Hybrid Elite®



POZYCJONOWANIE * STABILIZACJA

Zastosowanie:

- dla osób ze średnim lub wysokim zagrożeniem wystąpienia odleżyn
- dla osób wymagających szczególnego pozycjonowania miednicy i kończyn dolnych
- dla osób mających problem z prawidłowym ustawieniem kończyn dolnych podczas siedzenia



Właściwości i korzyści:

Regulacja: Wkładka pneumatyczna z możliwością regulacji ilości powietrza. Dostosowuje się do kształtu ciała pacjenta.

Czyszczenie: Wkładkę pneumatyczną można czyścić za pomocą mydła i wody. Pokrowiec wraz z gąbkowym wypełnieniem można prać w pralce. Piankową podstawę poduszki wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.

Odporność na nasiąkanie: Zarówno piankowa baza JAY®, jak i wkładka ROHO®, są odporne na nasiąkanie.

ROHO® HYBRID ELITE® to poduszka przeznaczona do wózka inwalidzkiego, łącząca niezrównaną ochronę skóry technologii ROHO® DRY FLOATATION® z pozycjonującą bazą piankową Jay®. Nowa konstrukcja poduszki daje niespotykane dotąd możliwości ustawienia i stabilizacji miednicy, zaś neoprenowa wkładka ROHO® gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku na ciało pacjenta, zapewniając maksymalną ochronę skóry, zwłaszcza w okolicy krętarzy i guzów kulszowych. Wystarczy jedynie wyregulować wkładkę ROHO® do kształtu ciała użytkownika, aby zminimalizować ucisk na tkanki i zapewnić ich prawidłowe ukrwienie.

STABILNOŚĆ

Piankowa, profilowana baza zapewnia prawidłowe ustawienie kończyn dolnych i miednicy, przez co pomaga zająć właściwą pozycję podczas siedzenia. Stabilny przód poduszki ułatwia także bezpieczniejsze przesiadanie się na wózek.

Poduszka

ROHO® Hybrid Elite®

W zestawie:

Pneumatyczna wkładka ROHO®, piankowa profilowana baza Jay®, pokrowiec, pompka ręczna, zestaw naprawczy, instrukcja obsługi.

Materiał:

Wkładka ROHO®: trudnopalny neopren. Baza Jay®: trudnopalna, nienasiąkająca pianka.

Wymiary:

Szeroki zakres, pasujący do siedzisk o wymiarach od 35 do 60 cm.

Waga:

Około 1,5 kg.

Maksymalna waga użytkownika:

225 kg.

Gwarancja:

24 miesiące.

